Dental Implant Unit

MOTORSURG

Always Reliable



Eighteeth karrdental

PUISSANCE & PRÉCISION


- Palier allemand & moteur puissant

Un couple de 5 N•cm à 80 N•cm et une vitesse de rotation allant de 200 à 40’000 tr/min assurent de grandes performances.

- Affichage du couple en temps réel




- Calibrage par simple bouton



- Pièce coudée à LED

SÉCURITÉ & STABILITÉ

- Stabilité assurée grâce à un couple élevé, possibilité de travailler à des vitesses de rotation très basses.
- Possibilité de préconfigurer les paramètres chirurgicaux afin d'éviter toute mauvaise manipulation.
- Messages d'erreur intelligents pour aider efficacement à résoudre les problèmes fréquents pendant l'opération.
- Visualisation des processus chirurgicaux – soutient l'utilisateur dans l'exécution et augmente le taux de réussite.



Marquage | Préperçage | Perçage du gabarit | Filetage | Mise en place de l'implant | Pose du capuchon | Utilisation libre | Rinçage



PIÈCE COUDÉE PUISSANTE

- La luminosité réglable permet des interventions plus claires et plus précises.
- L'arrivée d'eau se trouve sur la face inférieure.



* **Avantages:** évite les rayures lors du démontage.


* **Confort d'utilisation:** pas de conduite d'eau sur la face avant de la pièce coudée – gain de place dans la cavité buccale et augmentation du confort pour le patient.

- Conception ergonomique, équilibrée
- Tient très bien en main sans fatiguer
- Amovible
- Longue durée de vie




FACILITÉ D'UTILISATION

Écran tactile couleur à LED:
interface utilisateur simple, intuitive et réactive.



8 modes:
démarrage rapide de l'intervention, paramètres ajustables individuellement.





Enregistrement des données:
possibilité de télécharger et d'analyser les données par clé USB.

*Clé USB non fournie.

PÉDALE MULTIFONCTIONS

- Utilisation intelligente, intuitive et aseptique.
- Comparé à d'autres marques, la pédale Eighteeth se déclenche par actionnement de 2 mm seulement – particulièrement sensible et précise.





① Pédale Démarrage/Arrêt
② Commande du flux
③ Bouton de sélection du programme
④ Commutation marche Avant/Arrière

POMPE SILENCIEUSE

- Hautes performances: débit maximal jusqu'à 130 ml/min
- Débit réglable
- Raccordement simple



karrdental

Distribution en Suisse

Karr Dental AG
Verenastrasse 4b
8832 Wollerau

T +41 44 727 40 00
F +41 44 747 40 10

info@karrdental.ch
www.karrdental.ch



DONNÉES TECHNIQUES:

Vitesse de rotation (tr/min)	200-40’000
Couple (N•cm)	5-80
Capacité de pompage max. (ml/min)	130
Programme	8
Écran	Écran tactile couleur à LED
Calibrage par simple bouton	Oui
Éclairage	LED blanches
Puissance d’ éclairage (lx)	supérieure à 32’000
Longueur du câble moteur (m)	2
Volumes (cm)	24 x 26,5 x 15
Poids (kg)	3,65
Alimentation	220-240 V & 100-120 V, 50/60 Hz

Eighteeth